

COLD GEL

EB09.007

Indicazioni: per ematomi, distorsioni, lesioni, alta temperatura ed per ogni volta che ne è richiesta l'applicazione. Mettere il sacchetto di gel in freezer per 6/12h. Quando è pronto per l'uso, avvolgerlo in un panno e applicare dove è necessario.



Caratteristiche

- Applicazioni: ematomi, distorsioni, ipertermia e in tutti i casi necessari.

Dati tecnici

Peso (appros)	0.12 Kg
Dimensioni (appros)	15 x 10 x cm
Materiale	GEL
Colore	BLU
Capacità (Litri) (appros)	0.19